



Product - Tubular latex tourniquet

Cod: LAC187

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Lingua /
Language

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Posizionare il laccio 5–10 cm sopra il punto di venipuntura o della medicazione. Tendere il tubolare fino a ottenere una stasi venosa adeguata senza compromettere il polso arterioso. Non mantenere l'ischemia per oltre 1 minuto; allentare temporaneamente se necessario. Rimuovere il laccio non appena completata la procedura. Non utilizzare su soggetti con allergia al lattice.

Specifiche tecniche

Laccio emostatico tubolare in lattice naturale, elastico e ad alta resilienza. Finitura liscia per comfort cutaneo e facile pulizia della



superficie.

Dimensioni

36 cm.

English

Instructions for use

Place the tourniquet 5–10 cm above the venipuncture or dressing site. Stretch the tube until adequate venous stasis is achieved without compromising the arterial pulse. Do not maintain ischemia for more than 1 minute; loosen temporarily if needed. Remove the tourniquet as soon as the procedure is completed. Do not use on patients with latex allergy.

Technical specifications

Natural- latex tubular tourniquet, elastic and high- resilience. Smooth finish for skin comfort and easy surface cleaning.

Dimensions

36 cm.

Français

Mode d'emploi

Placer le garrot 5–10 cm au- dessus du site de ponction veineuse ou de pansement. Étirez le tube jusqu'à obtenir une stase veineuse adéquate sans compromettre le pouls artériel. Ne pas maintenir l'ischémie plus d'1 minute; relâcher temporairement si nécessaire. Retirer le garrot dès la fin de la procédure. Ne pas utiliser chez les sujets allergiques au latex.

Caractéristiques techniques

Garrot tubulaire en latex naturel, élastique et à haute résilience. Finition lisse pour le confort cutané et un nettoyage facile.

Dimensions

36 cm.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Den Stauschlauch 5–10 cm oberhalb der Venenpunktion bzw. der Verbandstelle anlegen. Den Schlauch so dehnen, dass eine ausreichende venöse Stauung erreicht wird, ohne den arteriellen Puls zu beeinträchtigen. Ischämie nicht länger als 1 Minute aufrechterhalten; bei Bedarf kurz lockern. Nach Abschluss der Maßnahme den Stauschlauch entfernen. Nicht bei Latexallergie verwenden.

Technische Daten

Tubuläres Stauschlauch- Tourniquet aus Naturlatex, elastisch und hoch belastbar. Glatte Oberfläche für Hautkomfort und leichte Reinigung.

Abmessungen

36 cm.

Español

Instrucciones de uso

Colocar el torniquete 5–10 cm por encima del punto de venopunción o de la medicación. Estirar el tubo hasta lograr una estasis venosa adecuada sin comprometer el pulso arterial. No mantener la isquemia más de 1 minuto; aflojar temporalmente si es necesario. Retirar el torniquete en cuanto finalice el procedimiento. No utilizar en pacientes con alergia al látex.

Especificaciones técnicas

Torniquete tubular de látex natural, elástico y de alta resiliencia. Acabado liso para confort cutáneo y limpieza sencilla.

Dimensiones

36 cm.