



CREPE BANDAGE

Cod: BEN152

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione	Benda elastica in crepe, morbida e conformabile, indicata per bendaggi di sostegno e fissaggio, contenzione leggera e protezione durante attività quotidiane o sportive.
Dimensioni	Struttura da tese: 24 fili/cm ² . Lunghezze disponibili: 4 m e 10 m.
Istruzioni d'uso	Applicare dal distale al prossimale con sovrapposizione circa al 50%. Tendere moderatamente senza causare dolore o formicolii. Fissare con clip o cerotto. Rimuovere e riapplicare se troppo stretta o se compaiono segni di compromissione circolatoria.

English

Description	Elastic crepe bandage, soft and conformable, intended for support and fixation bandaging, light compression and
--------------------	---



protection during daily or sports activities.

Dimensions

Structure (stretched): 24 threads/cm². Available lengths: 4 m and 10 m.

Instructions for use

Apply from distal to proximal with approximately 50% overlap. Tension moderately without causing pain or tingling. Secure with clips or tape. Remove and reapply if too tight or if signs of circulatory impairment appear.

Français

Description

Bande élastique crêpe, souple et conformable, indiquée pour bandages de soutien et de fixation, compression légère et protection lors des activités quotidiennes ou sportives.

Dimensions

Structure (à l'étirage) : 24 fils/cm². Longueurs disponibles : 4 m et 10 m.

Mode d'emploi

Appliquer de distal vers proximal avec un chevauchement d'environ 50 %. Tendre modérément sans provoquer de douleur ni de picotements. Fixer avec agrafes ou sparadrap. Retirer et réappliquer si trop serrée ou en cas de signes d'altération circulatoire.

Deutsch

Beschreibung

Elastische Crêpebinde, weich und anpassungsfähig, geeignet für Stütz- und Fixierverbände, leichte Kompression und Schutz bei Alltags- oder Sportaktivitäten.

Abmessungen

Struktur (gestreckt): 24 Fäden/cm². Verfügbare Längen: 4 m und 10 m.

Gebrauchsanweisung

Von distal nach proximal mit etwa 50 % Überlappung anlegen. Mäßig spannen, ohne Schmerzen oder Kribbeln zu verursachen. Mit Klammern oder Pflaster fixieren. Bei zu starker Enge oder Anzeichen einer Durchblutungsstörung abnehmen und neu anlegen.



Español

Descripción	Venda elástica de crepé, suave y conformable, indicada para vendajes de soporte y fijación, compresión ligera y protección durante actividades cotidianas o deportivas.
Dimensiones	Estructura (en extensión): 24 hilos/cm². Longitudes disponibles: 4 m y 10 m.
Instrucciones de uso	Aplicar de distal a proximal con un solapamiento de aproximadamente el 50 %. Tensar moderadamente sin causar dolor ni hormigueo. Fijar con clips o esparadrapo. Retirar y volver a aplicar si está demasiado apretada o aparecen signos de alteración circulatoria.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 05/11/2025