



SCHEDA TECNICA

Codice/ref.	CER049
Prodotto:	Cerotti assortiti DETECTABLE
Destinazione d'uso:	Applicazione a piccole ferite per proteggerle e coprirle
Assemblatore	Steroplast Healthcare Ltd Alpha Point, Bradnor Road Manchester, M22 4TE
Classificazione	Dispositivo medico classe I
Marcatura CE:	I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017.

Descrizione:

I cerotti detectable sono dispositivi medici utilizzati principalmente nelle industrie alimentari per garantire la sicurezza dei prodotti durante la lavorazione. Questi cerotti sono progettati per essere rilevabili dai metal detector, riducendo il rischio di contaminazione accidentale dei prodotti

Formati:

Confezione 100 cerotti assortiti BLU DETECTABLE sterili in 5 diversi formati.



20 pz 9×72 mm
40 pz 30×72 mm
32 pz 55×18 mm
4 pz 72×50 mm
4 pz farfalla

* Le immagini del prodotto sono fornite a scopo illustrativo e non costituiscono una rappresentazione accurata del prodotto finale



Material Safety Data Sheet

IDENTIFICATION

STEROCHEF

PRODUCT CODE: VARIOUS

PRODUCT NAME: STEROCHEF BLUE PLASTERS

USE: Disposable single use blue metal detectable sterile plasters. Cleaning of minor cuts and grazes. For use in the food and catering industry. For external use only.

Physical Description / Properties

Appearance and Odour:	White lint with an aluminium backing is adhered with an acrylic adhesive to a P.E. substrate. Individual plasters are sealed in a coldseal wrap and sterilised by gamma irradiation.
Melting Point/Boiling Point:	Not determined
Vapour Pressure:	N/A
Specific Gravity:	N/A
Flashpoint:	N/A
Solubility in Water (g/L):	N/A
Percent volatile by volume:	N/A

COMPONENTS

Acrylic Adhesive:	Latex free – Hypo allergenic
White Non-Woven Lint	
Aluminium strip	
Blue P.E. Substrate	
Silicone Release Paper	
Coldseal Wrapper – Latex free	

Health Hazard Information

Health Effects

Acute

Swallowed:

Not a likely route of exposure. If swallowing did occur, it may cause gastrointestinal irritation, nausea and dizziness.

Eye:

Not a likely route of exposure

Skin:

Prolonged skin contact or repeated exposure not likely to cause significant skin irritation unless there was a pre-existing skin disorder. Symptoms may include redness and itchiness.

Inhaled:

Not a likely route of exposure.

Chronic:

Not likely.

First Aid

First Aid:

In the unlikely event that a plaster was Swallowed. Do not induce vomiting. Give water. Get medical attention.

Eye:

Not likely

Skin:

Wash thoroughly with soap and water

Inhaled:

Not likely

First-Aid facilities:

Eye wash plus normal washroom facilities nearby.

Advice to Doctor:

Treat symptomatically

Precaution For Use

Flammability:

The plaster is non-flammable. Packaging is a combustible solid.

Safe Handling Information

Storage and Transport:

Store in a cool (25 C) dry place.

Spills and Disposal:

Sterility not guaranteed if wrapper is open or damaged

Dispose of in accordance with local waste regulations. Maybe incinerated in an approved facility.

Used: plasters may be required to be disposed of in accordance with the local authority's infectious waste requirements.

Fire or Explosion hazard:

No fire or explosion hazard.

Packaging material: combustible solid.

Extinguishing Media: According to the surrounding area. Any standard fire extinguisher may be used.

Other Information

Stability and Reactivity: Stable at room temperature.
Conditions to Avoid: Heat.
Incompatible Materials: Avoid contact with strong oxidising agents.

Hazardous Decomposition

Products: Carbon monoxide

Classification: Class I Sterile – Medical Device
Environmental Issues: No environmental issues expected

Date of first Issue: April 2003

Reviewed: November 2018

Prepared by: Quality Manager

This Data Sheet summarises our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safely handle and use the product in the workplace. Each user should read this data sheet and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including in conjunction with other products. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made, the user should contact this company.

Steroplast Healthcare Ltd
Alpha Point, Bradnor Road
Manchester, M22 4TE
Tel: 0161 902 3030
Fax: 0161 902 3040
Email: sales@steroplast.co.uk

