



STERILE GAUZE COMPRESS 18x40 cm – FOLDED, NO X- RAY THREAD

Cod: GAZ194 – GAZ194E

**Regulations: The products defined as medical devices are
compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017**



Italiano

Descrizione	Busta di garza compressa sterile in puro cotone, piegata senza filo radiopaco. Indicate per medicazioni, detersione e protezione di ferite.
Dimensioni	Dimensioni aperta: 18x40 cm. Piegata senza filo radiopaco: 9,5x5 cm. GAZ194E: confezione da 10 pezzi.
Istruzioni d'uso	Aprire la busta sterile, applicare la compressa sulla zona detersa e asciutta; fissare con cerotto o bendaggio. Sostituire secondo necessità o su indicazione del personale sanitario.



English

Descrizione	Sterile cotton gauze compress, folded without X- ray thread. Intended for wound dressing, cleansing and protection.
Dimensioni	Open size: 18×40 cm. Folded with no X- ray thread: 9.5×5 cm. GAZ194E: box of 10 pieces.
Istruzioni d'uso	Open the sterile sachet, place the compress on a clean and dry area; secure with tape or bandage. Replace as needed or as directed by healthcare personnel.

Français

Descrizione	Compresse de gaze stérile en coton, pliée sans fil radio- opaque. Indiquée pour les pansements, le nettoyage et la protection des plaies.
Dimensioni	Dimensions à plat : 18×40 cm. Pliée sans fil radio- opaque : 9,5×5 cm. GAZ194E : étui de 10 pièces.
Istruzioni d'uso	Ouvrir le sachet stérile, appliquer la compresse sur une zone propre et sèche ; fixer avec sparadrap ou bandage. Remplacer selon besoin ou avis médical.

Deutsch

Descrizione	Sterile Mullkompressen aus Baumwolle, gefaltet ohne Röntgenfaden. Geeignet zum Verbinden, Reinigen und Schützen von Wunden.
Dimensioni	Größe offen: 18×40 cm. Gefaltet ohne Röntgenfaden: 9,5×5 cm. GAZ194E: Schachtel mit 10 Stück.

**Istruzioni d'uso**

Sterilen Beutel öffnen, Kompresse auf die gereinigte und trockene Stelle auflegen und mit Pflaster oder Binde fixieren. Nach Bedarf bzw. ärztlicher Anweisung wechseln.

Español

Descrizione

Compresa de gasa estéril de algodón, doblada sin hilo radiopaco. Indicada para curas, limpieza y protección de heridas.

Dimensioni

Dimensiones abierta: 18×40 cm. Doblada sin hilo radiopaco: 9,5×5 cm.

GAZ194E: estuche de 10 unidades.

Istruzioni d'uso

Abrir el sobre estéril, colocar la compresa sobre la zona limpia y seca; fijar con esparadrapo o vendaje. Sustituir según necesidad o indicación médica.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 04/11/2025