

PIC Solution – Soffix Med sterile rapid dressing

Cod: GAZ209 – GAZ211 – GAZ212

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Medicazione sterile post-operatoria con tampone antiaderente ad alto assorbimento e bordo adesivo morbido e traspirante. Ultra delicata, ideale per pelli sensibili.

Dimensioni: GAZ209: 5 × 7 cm (confezione 100 pz) • GAZ211: 10 × 10 cm (confezione 50 pz) • GAZ212: 10 × 15 cm (confezione 50 pz).

Istruzioni: Pulire e asciugare la pelle. Applicare con il tampone centrato sulla ferita e premere i bordi. Sostituire secondo indicazione medica o se sporco/umido. Uso singolo.

English

Descrizione: Sterile post-op dressing with highly absorbent non-stick pad and soft, breathable adhesive border. Ultra delicate, suitable for sensitive skin.

Dimensioni: GAZ209: 5 × 7 cm (box 100 pcs) • GAZ211: 10 × 10 cm (box 50 pcs) • GAZ212: 10 × 15 cm (box 50 pcs).

Istruzioni: Clean and dry the skin. Apply with the pad centered over the wound and press edges. Replace as directed by clinician or if soiled/wet. Single use.



French

Descrizione: Pansement stérile post-opératoire avec compresse non adhérente hautement absorbante et bord adhésif doux et respirant. Ultra délicat, adapté aux peaux sensibles.

Dimensioni: GAZ209 : 5 × 7 cm (boîte 100 pcs) • GAZ211 : 10 × 10 cm (boîte 50 pcs) • GAZ212 : 10 × 15 cm (boîte 50 pcs).

Istruzioni: Nettoyer et bien sécher la peau. Poser en centrant la compresse et presser les bords. Remplacer selon avis médical ou si sale/humide. Usage unique.

German

Descrizione: Sterile postoperativer Verband mit stark saugender, nicht haftender Kompresse und weichem, atmungsaktivem Kleberand. Sehr hautschonend, für empfindliche Haut geeignet.

Dimensioni: GAZ209: 5 × 7 cm (100 Stk/Box) • GAZ211: 10 × 10 cm (50 Stk/Box) • GAZ212: 10 × 15 cm (50 Stk/Box).

Istruzioni: Haut reinigen und trocknen. Mit zentrierter Kompresse auflegen und Ränder andrücken. Nach ärztlicher Anweisung oder bei Verschmutzung/Nässe wechseln. Einmalprodukt.

Spanish

Descrizione: Apósito estéril postoperatorio con almohadilla no adherente de alta absorción y borde adhesivo suave y transpirable. Ultradelicado, apto para piel sensible.

Dimensioni: GAZ209: 5 × 7 cm (caja 100 uds) • GAZ211: 10 × 10 cm (caja 50 uds) • GAZ212: 10 × 15 cm (caja 50 uds).

Istruzioni: Limpie y seque bien la piel. Aplique con la almohadilla centrada y presione los bordes. Sustituir según indicación médica o si está sucio/húmedo. De un solo uso.