



Prodotto - GUANTI IN NITRILE STERILI LATEX FREE

Cod: GUA101

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Aprire la busta pelabile senza contaminare il contenuto. Indossare i guanti su mani pulite e asciutte. Uso singolo; smaltire secondo le procedure vigenti dopo l'impiego. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da temperature elevate. Non riutilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Specifiche tecniche

Guanti sterili da esame in nitrile (senza lattice), privi di polvere interna. Monouso, ambidestri, finitura micro- ruvida per migliore presa, colore azzurro. Indicati per procedure di medicazione e uso in ambienti sanitari con rischio di contatto con fluidi biologici.



Dimensioni

Dimensioni/Taglia: M | Confezionamento: busta con 2 guanti sterili.

English

Instructions for use

Open the peel- pouch without contaminating the contents. Wear on clean, dry hands. Single use only; dispose of according to local protocols after use. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and excessive heat. Do not reuse if the package is opened or damaged.

Technical specifications

Sterile examination gloves made of nitrile (latex- free), powder- free. Single- use, ambidextrous, micro- textured finish for improved grip, blue colour. Suitable for dressing procedures and for use in healthcare settings with potential contact with body fluids.

Dimensions

Size: M | Packaging: pouch with 2 sterile gloves.

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet pelable sans contaminer le contenu. Enfiler sur des mains propres et sèches. Usage unique ; éliminer selon les protocoles en vigueur après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive. Ne pas réutiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Caractéristiques techniques

Gants d'examen stériles en nitrile (sans latex), sans poudre. À usage unique, ambidextres, finition micro- texturée pour une meilleure prise, couleur bleue. Adaptés aux soins de pansement et à l'usage en milieu de soins avec risque de contact avec des liquides biologiques.

Dimensions

Taille : M | Conditionnement : sachet contenant 2 gants stériles.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Peel- Pouch öffnen, ohne den Inhalt zu kontaminieren. Auf saubere, trockene Hände anziehen. Nur zum Einmalgebrauch; nach Gebrauch gemäß geltenden Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze schützen. Nicht wiederverwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Technische Daten

Sterile Untersuchungshandschuhe aus Nitril (latexfrei), puderfrei. Einmalgebrauch, beidhändig, mikrotexturierte Oberfläche für besseren Griff, blaue Farbe. Geeignet für Verbandtätigkeiten und den Einsatz im Gesundheitswesen bei möglichem Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Abmessungen

Größe: M | Verpackung: Beutel mit 2 sterilen Handschuhen.

Español

Instrucciones de uso

Abra el sobre pelable sin contaminar el contenido. Colóquese los guantes sobre manos limpias y secas. De un solo uso; desechar según los protocolos vigentes tras su empleo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y del calor excesivo. No reutilizar si el envase está abierto o dañado.

Especificaciones técnicas

Guantes estériles de examen de nitrilo (sin látex), sin polvo. De un solo uso, ambidiestros, acabado microtexturizado para mejor agarre, color azul. Adecuados para curas y para uso en entornos sanitarios con posible contacto con fluidos biológicos.

Dimensiones

Talla: M | Envasado: sobre con 2 guantes estériles.