



Prodotto - GUANTI IN NITRILE STERILI LATEX FREE

Cod: GUA155

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Aprire la busta pelabile senza contaminare il contenuto. Indossare i guanti su mani pulite e asciutte. Uso singolo; smaltire secondo le procedure vigenti dopo l'impiego. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da temperature elevate. Non riutilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

Specifiche tecniche

Guanti sterili da esplorazione in nitrile (senza lattice), privi di polvere interna. Monouso, ambidestri, finitura micro- ruvida per migliore presa, colore azzurro. Indicati per procedure di medicazione e per uso in



ambienti sanitari con rischio di contatto con fluidi biologici.

Dimensioni

Dimensioni/Taglia: L | Confezionamento: busta con 2 guanti sterili.

English

Instructions for use

Open the peel- pouch without contaminating the contents. Wear on clean, dry hands. Single use only; dispose of according to local protocols after use. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and excessive heat. Do not reuse if the package is opened or damaged.

Technical specifications

Sterile ****exploration**** gloves made of nitrile (latex- free), powder- free. Single- use, ambidextrous, micro- textured finish for improved grip, blue colour. Intended for dressing procedures and for use in healthcare settings with potential contact with body fluids.

Dimensions

Size: L | Packaging: pouch with 2 sterile gloves.

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet pelable sans contaminer le contenu. Enfiler sur des mains propres et sèches. Usage unique ; éliminer selon les protocoles en vigueur après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive. Ne pas réutiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Caractéristiques techniques

Gants stériles ****d'exploration**** en nitrile (sans latex), sans poudre. À usage unique, ambidextres, finition micro- texturée pour une meilleure prise, couleur bleue. Adaptés aux soins de pansement et à l'usage en milieu de soins avec risque de contact avec des liquides biologiques.

Dimensions

Taille : L | Conditionnement : sachet contenant 2 gants stériles.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Peel- Pouch öffnen, ohne den Inhalt zu kontaminieren. Auf saubere, trockene Hände anziehen. Nur zum Einmalgebrauch; nach Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und übermäßiger Hitze schützen. Nicht wiederverwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

Technische Daten

Sterile **Explorations- **Handschuhe aus Nitril (latexfrei), puderfrei. Einmalgebrauch, beidhändig, mikrotexturierte Oberfläche für besseren Griff, blaue Farbe. Geeignet für Verbandtätigkeiten und den Einsatz im Gesundheitswesen bei möglichem Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Abmessungen

Größe: L | Verpackung: Beutel mit 2 sterilen Handschuhen.

Español

Instrucciones de uso

Abra el sobre pelable sin contaminar el contenido. Colóquese los guantes sobre manos limpias y secas. De un solo uso; desechar según los protocolos vigentes tras su empleo. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y del calor excesivo. No reutilizar si el envase está abierto o dañado.

Especificaciones técnicas

Guantes **de exploración** estériles de nitrilo (sin látex), sin polvo. De un solo uso, ambidiestros, acabado microtexturizado para mejor agarre, color azul. Adecuados para curas y para uso en entornos sanitarios con posible contacto con fluidos biológicos.

Dimensiones

Talla: L | Envasado: sobre con 2 guantes estériles.