



Prodotto - BUSTA 4 GUANTI IN VINILE MONOUSO NON STERILI

Cod: GUA177

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Aprire la busta e indossare i guanti su mani pulite e asciutte. Monouso: smaltire dopo l'impiego secondo le procedure vigenti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

Specifiche tecniche

Guanti da esame in vinile, senza lattice e senza polvere interna. Monouso, ambidestri, superficie liscia, colore trasparente/latte. Indicati come barriera protettiva per attività di medicazione e igiene generale dove richiesto un contatto di breve durata.



Dimensioni

Confezione: busta con 4 guanti (2 paia) | Taglia: L

English

Instructions for use

Open the pouch and wear the gloves on clean, dry hands. Single use: dispose of after use according to local procedures. Store in a cool, dry place away from heat sources and direct sunlight.

Technical specifications

Vinyl examination gloves, latex- free and powder- free. Single- use, ambidextrous, smooth surface, translucent/ivory colour. Intended as a protective barrier for dressing and general hygiene tasks with short- term contact.

Dimensions

Packaging: pouch with 4 gloves (2 pairs) | Size: L

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sachet et enfiler les gants sur des mains propres et sèches. À usage unique : éliminer après utilisation selon les procédures en vigueur. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques techniques

Gants d'examen en vinyle, sans latex et sans poudre. À usage unique, ambidextres, surface lisse, couleur translucide/ivoire. Indiqués comme barrière de protection pour les soins de pansement et l'hygiène générale avec contact de courte durée.

Dimensions

Conditionnement : sachet de 4 gants (2 paires) | Taille : L

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Beutel öffnen und die Handschuhe auf saubere, trockene Hände anziehen. Einmalgebrauch: nach Gebrauch gemäß den geltenden



Vorschriften entsorgen. Kühl und trocken lagern, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten

Vinyl- Untersuchungshandschuhe, latexfrei und puderfrei. Einmalgebrauch, beidhändig, glatte Oberfläche, transluzente/elfenbeinfarbene Optik. Als Schutzbarriere für Verbandtätigkeiten und allgemeine Hygienearbeiten bei kurzzeitigem Kontakt geeignet.

Abmessungen

Verpackung: Beutel mit 4 Handschuhen (2 Paare) | Größe: L

Español

Instrucciones de uso

Abra el sobre y póngase los guantes sobre manos limpias y secas. De un solo uso: desechar tras su empleo según los procedimientos vigentes. Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Especificaciones técnicas

Guantes de examen de vinilo, sin látex y sin polvo. De un solo uso, ambidiestros, superficie lisa, color translúcido/marfil. Indicados como barrera protectora para curas y tareas de higiene general con contacto de corta duración.

Dimensiones

Envasado: sobre con 4 guantes (2 pares) | Talla: L