



**Prodotto - MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON VISIERA
PARASCHIZZI**

Cod: MAS205

**Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono
conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017**



**Lingua /
Language**

Traduzione / Translation

Italiano

Istruzioni d'uso

Aprire la mascherina e posizionarla con il lato colorato verso l'esterno. Agganciare gli elastici dietro le orecchie, modellare il nasello sul dorso del naso e tirare la mascherina sotto il mento. Posizionare la visiera paraschizzi in modo che copra l'area degli occhi. Monouso; sostituire quando umida o danneggiata.

Specifiche tecniche

Mascherina chirurgica a 3 strati con visiera paraschizzi trasparente integrata. Struttura con elastici auricolari e nasello modellabile. Indicato per protezione da droplet/spruzzi e per uso in ambienti sanitari.



Dispositivo medico; conforme al quadro normativo vigente. Non sterile.

Dimensioni

Dimensioni: mascherina 90 × 180 mm; visiera semplice 110 × 190 mm

English

Instructions for use

Unfold the mask with the coloured side facing out. Hook the ear loops, shape the nose clip and pull the mask under the chin. Position the splash visor to cover the eye area. Single- use; replace when moist or damaged.

Technical specifications

Three- layer surgical mask with integrated transparent splash visor. Ear loops and adjustable nose clip. Intended for droplet/splash protection in healthcare settings. Medical device; compliant with applicable regulations. Non- sterile.

Dimensions

Dimensions: mask 90 × 180 mm; simple visor 110 × 190 mm

Français

Mode d'emploi

Déplier le masque avec le côté coloré vers l'extérieur. Passer les élastiques derrière les oreilles, ajuster la barrette nasale et tirer le masque sous le menton. Positionner la visière pare- éclaboussures pour couvrir la zone des yeux. Usage unique ; remplacer s'il est humide ou endommagé.

Caractéristiques techniques

Masque chirurgical à 3 couches avec visière pare- éclaboussures transparente intégrée. Élastiques auriculaires et pince nasale modulable. Indiqué pour la protection contre les gouttelettes/éclaboussures dans les environnements de soins. Dispositif médical ; conforme à la réglementation en vigueur. Non stérile.

Dimensions

Dimensions : masque 90 × 180 mm ; visière simple 110 × 190 mm



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Maske entfalten, farbige Seite nach außen. Ohrschlaufen anlegen, Nasenbügel anformen und die Maske bis unter das Kinn ziehen. Spritzschutz- Visier so positionieren, dass der Augenbereich abgedeckt wird. Einmalgebrauch; bei Feuchtigkeit oder Beschädigung wechseln.

Technische Daten

Chirurgische 3- Lagen- Maske mit integriertem transparentem Spritzschutz- Visier. Ohrschlaufen und formbarer Nasenbügel. Zur Tröpfchen-/Spritzschutz- Barriere in medizinischen Umgebungen vorgesehen. Medizinprodukt; konform mit den geltenden Vorschriften. Nicht steril.

Abmessungen

Abmessungen: Maske 90 × 180 mm; einfache Visierfolie 110 × 190 mm

Español

Instrucciones de uso

Desplegar la mascarilla con el lado coloreado hacia fuera. Colocar las gomas detrás de las orejas, dar forma a la pinza nasal y tirar de la mascarilla bajo la barbilla. Posicionar la visera antisalpicaduras para cubrir la zona de los ojos. De un solo uso; sustituir cuando esté húmeda o dañada.

Especificaciones técnicas

Mascarilla quirúrgica de 3 capas con visera antisalpicaduras transparente integrada. Gomas auriculares y clip nasal moldeable. Indicada para protección frente a gotículas/salpicaduras en entornos sanitarios. Dispositivo médico; conforme a la normativa vigente. No estéril.

Dimensiones

Dimensiones: mascarilla 90 × 180 mm; visera simple 110 × 190 mm