



Prodotto - VOMIT BAG

Cod: SAC015

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Aprire il sacchetto, posizionare correttamente il supporto/maniglia, avvicinare alla bocca e utilizzare. Dopo l'uso richiudere saldamente per evitare fuoriuscite e smaltire secondo le procedure vigenti.

Prodotto monouso; conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da luce solare diretta.



Specifiche tecniche

Sacchetto assorbente per vomito con tampone super- assorbente a tecnologia tipo alveolare. Aiuta a contenere i liquidi, a bloccare gli odori e a mantenere le mani protette durante l'uso. Materiale ipoallergenico; indicato per pronto soccorso, mezzi di trasporto, strutture sanitarie e domicili.

Dimensioni

Capacità: 600 ml | Dimensioni: 250 × 250 mm | Confezionamento: scatola da 20 pezzi.

English

Instructions for use

Open the bag, correctly position the holder/handle, bring it to the mouth and use. After use, close tightly to avoid leakage and dispose of according to local procedures. Single- use product; store in a cool, dry place away from direct sunlight.

Technical specifications

Absorbent vomit bag with super- absorbent pad featuring alveolar- type technology. Helps contain liquids, block odours/odors, and keep hands protected during use. Hypoallergenic material; suitable for first aid, transport vehicles, healthcare facilities and home use.

Dimensions

Capacity: 600 ml | Size: 250 × 250 mm | Packaging: box of 20 pcs.

Français

Mode d'emploi

Ouvrir le sac, positionner correctement le support/poignée, approcher de la bouche et utiliser. Après usage, fermer hermétiquement pour éviter toute fuite et éliminer selon les procédures en vigueur. Produit à usage unique ; conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques techniques

Sac à vomi absorbant avec tampon super- absorbant de type technologie alvéolaire. Aide à contenir les liquides, bloquer les odeurs et à garder les mains protégées pendant l'utilisation. Matériau hypoallergénique ; adapté aux premiers secours, aux véhicules de



transport, aux établissements de santé et à domicile.

Dimensions

Capacité : 600 ml | Dimensions : 250 × 250 mm | Conditionnement : boîte de 20 pièces.

Deutsch

Gebrauchsanweisung

Beutel öffnen, Halter/Griff korrekt positionieren, an den Mund führen und verwenden. Nach Gebrauch fest verschließen, um Auslaufen zu vermeiden, und gemäß den Vorschriften entsorgen. Einwegprodukt; kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Erbrochenis- Beutel mit superabsorbierendem Pad in alveolar- ähnlicher Technologie. Hilft Flüssigkeiten aufzunehmen, Gerüche zu binden und hält die Hände geschützt. Hypoallergenes Material; geeignet für Erste Hilfe, Transportmittel, Gesundheitseinrichtungen und den Hausgebrauch.

Abmessungen

Kapazität: 600 ml | Größe: 250 × 250 mm | Verpackung: Schachtel mit 20 Stück.

Español

Instrucciones de uso

Abra la bolsa, coloque correctamente el soporte/asa, acerque a la boca y utilice. Tras el uso, cierre firmemente para evitar fugas y deséchela según los procedimientos vigentes. Producto de un solo uso; conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

Especificaciones técnicas

Bolsa para vómito absorbente con almohadilla superabsorbente con tecnología tipo alveolar. Ayuda a contener los líquidos, bloquear los olores y mantener las manos protegidas durante su uso. Material hipoalergénico; apta para primeros auxilios, vehículos de transporte, centros sanitarios y uso doméstico.

Dimensiones

Capacidad: 600 ml | Tamaño: 250 × 250 mm | Envasado: caja de 20



uds.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 30/10/2025