

FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Via Persicetana, 26 – Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 051-318411 - Fax +39 051 – 318472
e-mail : company@farmaczabban.it

Rev. 00
18-11-2010

OVATTA EMOSTATICA**SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO****CONFIGURAZIONI**

Codice	Misura
1101790001M	Tubetto da 2 g

DESTINAZIONE D'USO

L'ovatta emostatica FarmaTexa è un dispositivo medico di classe I non sterile, indicato nel trattamento di piccole emorragie, anche nasali. Grazie alle caratteristiche emostatiche dell'alginato di calcio di cui è composta, l'ovatta emostatica FarmaTexa favorisce la cicatrizzazione e blocca il sanguinamento.

COMPOSIZIONE

Fibre di alginato di calcio

CONFEZIONAMENTO

Tubetto in plastica inserito in astuccio di cartoncino litografato.

AVVERTENZE E VALIDITA'

Non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza riportata in etichetta. Il dispositivo ha validità cinque anni dalla data di fabbricazione.

CONSERVAZIONE

Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione originale in un ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o fiamme libere. Non esporre alla luce solare diretta ed evitare ambienti polverosi.

Temperatura di conservazione consigliata: compresa tra 0°C e 50 °C

BIOCOMPATIBILITA'

Attualmente non sono note incompatibilità particolari verso sostanze con le quali il dispositivo potrebbe venire a contatto.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo secondo le normative locali vigenti sui rifiuti organici.

Data di emissione: 18-11-2010