



PLASTOSAN – Assorted classic plasters (10 pcs)

Cod: CER075

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione	Cerotti classici PLASTOSAN assortiti, ipoallergenici e traspiranti, ideali per piccole ferite e tagli. Supporto flessibile con tampone assorbente che non aderisce alla ferita.
Dimensioni	Astuccio da 10 cerotti assortiti: • 5 pezzi 70 × 20 mm • 5 pezzi 60 × 20 mm
Istruzioni d'uso	Pulire e asciugare accuratamente la pelle. Applicare su cute integra e sostituire il cerotto quotidianamente o quando bagnato/sporco. Dispositivo monouso.



English

Description	PLASTOSAN classic assorted plasters, hypoallergenic and breathable, suitable for small cuts and abrasions. Flexible backing with an absorbent, non- stick wound pad.
Dimensions	Box with 10 assorted plasters: • 5 pieces 70 × 20 mm • 5 pieces 60 × 20 mm
Instructions for use	Clean and dry the skin thoroughly. Apply on intact skin and replace daily or if wet/soiled. Single- use device.

Français

Description	Pansements classiques PLASTOSAN assortis, hypoallergéniques et respirants, adaptés aux petites coupures et éraflures. Support flexible avec compresse absorbante non adhérente à la plaie.
Dimensions	Boîte de 10 pansements assortis : • 5 pièces 70 × 20 mm • 5 pièces 60 × 20 mm
Mode d'emploi	Nettoyer et bien sécher la peau. Appliquer sur peau intacte et remplacer chaque jour ou si mouillé/souillé. Usage unique.

Deutsch

Beschreibung	PLASTOSAN klassische, assortierte Pflaster, hypoallergen und atmungsaktiv, geeignet für kleine Schnitte und Schürfwunden. Flexibles Trägermaterial mit saugfähigem, nicht haftendem Wundkissen.
Abmessungen	Schachtel mit 10 gemischten Pflastern: • 5 Stück 70 × 20 mm • 5 Stück 60 × 20 mm
Gebrauchsanweisung	Haut gründlich reinigen und trocknen. Auf intakter Haut anwenden und täglich bzw. bei Nässe/Verschmutzung



wechseln. Einmalprodukt.

Español

Descripción	Tiritas clásicas PLASTOSAN surtidas, hipoalergénicas y transpirables, indicadas para pequeños cortes y rozaduras. Soporte flexible con apósito absorbente que no se adhiere a la herida.
Dimensiones	Caja con 10 tiritas surtidas: • 5 piezas 70 × 20 mm • 5 piezas 60 × 20 mm
Instrucciones de uso	Limpiar y secar bien la piel. Aplicar sobre piel intacta y sustituir a diario o si está húmeda/sucia. De un solo uso.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 06/11/2025