



ELASTIC TUBULAR NET BANDAGES

Cod: RET158 • RET159 • RET160 • RET161 • RET162 • RET163 • RET164

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Bende a rete tubolari elastiche per fissaggio di medicazioni su diverse parti del corpo. Traspiranti e confortevoli, consentono rapida applicazione senza adesivi direttamente sulla pelle.

**Dimensioni**

Disponibili in 7 misure (lunghezza in tensione come indicato):

- RET158 – Calibro 0, 50 m: per dita, mano, polso.
- RET159 – Calibro 1, 50 m: per mano, polso, piede, caviglia.
- RET160 – Calibro 2, 50 m: per braccio, gamba, ginocchio.
- RET161 – Calibro 3, 50 m: per braccio, gamba, spalle.
- RET162 – Calibro 4, 50 m: per testa, coscia, anca.
- RET163 – Calibro 5, 5 m: per anca, coscia, torace, testa.
- RET164 – Calibro 6, 25 m: per ascella, torace, bacino.

Istruzioni d'uso

Tagliare la lunghezza necessaria. Formare un anello e far scorrere la benda sul segmento corporeo; ripiegare o raddoppiare gli strati per aumentare la tenuta. Non applicare con eccessiva tensione; verificare la circolazione periferica.

English

Description

Elastic tubular net bandages for securing dressings on various body areas. Breathable and comfortable; allow quick application with no adhesives on skin.

Dimensions

Available in 7 sizes (stretched length as stated):

- RET158 – Gauge 0, 50 m: for fingers, hand, wrist.
- RET159 – Gauge 1, 50 m: for hand, wrist, foot, ankle.
- RET160 – Gauge 2, 50 m: for arm, leg, knee.
- RET161 – Gauge 3, 50 m: for arm, leg, shoulders.
- RET162 – Gauge 4, 50 m: for head, thigh, hip.
- RET163 – Gauge 5, 5 m: for hip, thigh, chest, head.
- RET164 – Gauge 6, 25 m: for axilla, chest, pelvis.

Instructions for use

Cut the required length. Create a loop and slide the net over the body segment; fold or double layers to increase hold. Do not over-stretch; check peripheral circulation.

Français

Description

Bandes tubulaires élastiques en résille pour la fixation des pansements sur différentes zones du corps. Respirantes et confortables, elles permettent une application rapide sans



adhésifs sur la peau.

Dimensions

Disponibles en 7 tailles (longueur en extension indiquée) :

- RET158 – Calibre 0, 50 m : doigts, main, poignet.
- RET159 – Calibre 1, 50 m : main, poignet, pied, cheville.
- RET160 – Calibre 2, 50 m : bras, jambe, genou.
- RET161 – Calibre 3, 50 m : bras, jambe, épaules.
- RET162 – Calibre 4, 50 m : tête, cuisse, hanche.
- RET163 – Calibre 5, 5 m : hanche, cuisse, thorax, tête.
- RET164 – Calibre 6, 25 m : aisselle, thorax, bassin.

Mode d'emploi

Couper la longueur nécessaire. Former une boucle et faire glisser la résille sur le segment corporel ; replier ou doubler les couches pour augmenter la tenue. Ne pas trop étirer ; vérifier la circulation périphérique.

Deutsch

Beschreibung

Elastische Schlauch- Netzverbände zum Fixieren von Verbänden an verschiedenen Körperstellen. Atmungsaktiv und angenehm; schnelle Applikation ohne Hautkleber.

Abmessungen

In 7 Größen verfügbar (gedehnte Länge wie angegeben):

- RET158 – Kaliber 0, 50 m: für Finger, Hand, Handgelenk.
- RET159 – Kaliber 1, 50 m: für Hand, Handgelenk, Fuß, Knöchel.
- RET160 – Kaliber 2, 50 m: für Arm, Bein, Knie.
- RET161 – Kaliber 3, 50 m: für Arm, Bein, Schultern.
- RET162 – Kaliber 4, 50 m: für Kopf, Oberschenkel, Hüfte.
- RET163 – Kaliber 5, 5 m: für Hüfte, Oberschenkel, Brust, Kopf.
- RET164 – Kaliber 6, 25 m: für Achsel, Brust, Becken.

Gebrauchsanweisung

Benötigte Länge abschneiden. Eine Schlaufe bilden und das Netz über das Körperteil ziehen; Lagen umschlagen bzw. doppeln, um den Halt zu erhöhen. Nicht überdehnen; periphere Durchblutung prüfen.



Español

Descripción	Vendas tubulares elásticas de red para la fijación de apósitos en varias zonas del cuerpo. Transpirables y cómodas; permiten una aplicación rápida sin adhesivos sobre la piel.
Dimensiones	Disponibles en 7 tallas (longitud estirada indicada): - RET158 – Calibre 0, 50 m: para dedos, mano, muñeca. - RET159 – Calibre 1, 50 m: para mano, muñeca, pie, tobillo. - RET160 – Calibre 2, 50 m: para brazo, pierna, rodilla. - RET161 – Calibre 3, 50 m: para brazo, pierna, hombros. - RET162 – Calibre 4, 50 m: para cabeza, muslo, cadera. - RET163 – Calibre 5, 5 m: para cadera, muslo, tórax, cabeza. - RET164 – Calibre 6, 25 m: para axila, tórax, pelvis.
Instrucciones de uso	Cortar la longitud necesaria. Formar un lazo y deslizar la malla sobre el segmento corporal; doblar o duplicar capas para aumentar la sujeción. No estirar en exceso; comprobar la circulación periférica.