

Product name – 103 M – Empty Metal Cabinet

Cod: CAV046

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione: Armadietto metallico per pronto soccorso 103 M vuoto, con anta a battente e serratura a chiave; struttura in metallo verniciato, ideale per fissaggio a parete.

Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm — **Peso:** 2,5 kg.

Istruzioni: Fissare a parete con tasselli e ferramenta idonei verificando il supporto. Allestire con presidi secondo normativa vigente e distribuire i carichi sui ripiani. Pulire con panno umido e detergente neutro; evitare solventi/abrasivi. Controllare periodicamente serratura, cerniere e contenuti; sostituire gli articoli scaduti o danneggiati.

English

Description: 103 M empty metal first-aid cabinet with hinged door and key lock; painted steel body designed for wall mounting.



Dimensions: 370 x 300 x 140 mm — **Weight:** 2,5 kg.

Instructions: Mount to a solid wall using appropriate anchors and hardware. Equip according to applicable regulations and distribute weight evenly. Clean with a damp cloth and mild detergent; avoid solvents/abrasives. Periodically check lock, hinges and contents; replace expired or damaged items.

French

Description: Armoire métallique de premiers secours 103 M vide, porte battante avec serrure à clé ; structure en acier peint, prévue pour la fixation murale.

Dimensions: 370 x 300 x 140 mm — **Poids :** 2,5 kg.

Instructions: Fixer au mur avec chevilles et quincaillerie adaptées. Équiper conformément à la réglementation en vigueur et répartir les charges. Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent neutre ; éviter solvants/abrasifs. Contrôler régulièrement la serrure, les charnières et le contenu ; remplacer les articles périmés ou endommagés.

German

Beschreibung: Metall-Erste-Hilfe-Schrank 103 M, leer, mit Drehtür und Zylinderschloss; lackierte Stahlkonstruktion zur Wandmontage.

Abmessungen: 370 x 300 x 140 mm — **Gewicht:** 2,5 kg.

Anweisungen: Mit geeigneten Dübeln/Befestigungen an tragfähiger Wand montieren. Gemäß Vorschriften bestücken und Lasten gleichmäßig verteilen. Mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen; Lösungsmittel/Schleifmittel vermeiden. Schloss, Scharniere und Inhalte regelmäßig prüfen; abgelaufene/beschädigte Artikel ersetzen.

Spanish

Descripción: Armario metálico 103 M vacío para primeros auxilios, con puerta abatible y cerradura con llave; cuerpo de acero pintado, diseñado para montaje en pared.

Dimensiones: 370 x 300 x 140 mm — **Peso:** 2,5 kg.

Instrucciones: Fijar a una pared resistente con tacos y herrajes adecuados. Equipar conforme a la normativa vigente y repartir uniformemente las cargas. Limpiar con un paño húmedo y



detergente neutro; evitar disolventes/abrasivos. Comprobar periódicamente cerradura, bisagras y contenido; sustituir los artículos caducados o dañados.

PVS SpA – Cassina de Pecchi IT - Rev. 12/02/2026