

Waterproof Plasters Aquastop – Megaplast (Super adhesive & invisible)

Cod: CER370 – XL | CER371 – XXL

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italian

Descrizione: Cerotti impermeabili Aquastop Megaplast, super adesivi e quasi invisibili, con tampone in garza ad alto spessore per una protezione confortevole delle ferite. Indicati per medicazioni quotidiane e per il contatto con acqua (doccia, lavaggi).

Dimensioni: XL: 7,5 × 5 cm (indicazione in confezione). XXL: 7,5 ×



10 cm. Confezione: 5 pezzi.

Istruzioni: Pulire e asciugare accuratamente la pelle. Aprire la busta, rimuovere le pellicole protettive, applicare il cerotto centrando il tampone sulla ferita e premere bene i bordi. Sostituire se sporco o dopo 24 ore. Uso singolo. Non applicare su ferite infette o molto essudanti.

English

Descrizione: Aquastop waterproof plasters by Megaplast, extra-adhesive and nearly invisible, with a high-thickness gauze pad for comfortable wound protection. Suitable for daily dressings and brief water exposure (shower, washing).

Dimensioni: XL: 7.5 × 5 cm (as shown on pack). XXL: 7.5 × 10 cm. Pack: 5 pieces.

Istruzioni: Clean and dry the skin thoroughly. Open the pouch, remove the liners, place the pad over the wound and press the edges firmly. Replace if soiled or after 24 hours. Single use. Do not apply on infected or heavily exuding wounds.

French

Descrizione: Pansements imperméables Aquastop Megaplast, super adhésifs et quasi invisibles, avec compresse de gaze à forte épaisseur pour une protection confortable des plaies. Adaptés aux soins quotidiens et aux contacts brefs avec l'eau (douche, lavage).

Dimensioni: XL : 7,5 × 5 cm (indiqué sur l'emballage). XXL : 7,5 × 10 cm. Boîte : 5 pièces.

Istruzioni: Nettoyer et bien sécher la peau. Ouvrir le sachet, retirer les films, placer la compresse sur la plaie et presser fermement les bords. Remplacer en cas de salissure ou après 24 heures. Usage unique. Ne pas appliquer sur plaies infectées ou très exsudatives.

German

Descrizione: Aquastop-Wasserpflaster von Megaplast, besonders haftstark und nahezu unsichtbar, mit dickem Gaze-Kissen für komfortablen Wundschutz. Geeignet für tägliche Verbandwechsel und kurzen Wasserkontakt (Dusche, Waschen).

Dimensioni: XL: 7,5 × 5 cm (laut Packung). XXL: 7,5 × 10 cm.



Packung: 5 Stück.

Istruzioni: Haut gründlich reinigen und trocknen. Beutel öffnen, Schutzfolien entfernen, Pflaster mit dem Kissen über der Wunde platzieren und Ränder fest andrücken. Bei Verschmutzung oder nach 24 Stunden wechseln. Einmalprodukt. Nicht auf infizierte oder stark nässende Wunden aufkleben.

Spanish

Descrizione: Apósitos impermeables Aquastop de Megaplast, súper adhesivos y casi invisibles, con almohadilla de gasa de gran espesor para una protección cómoda de la herida. Indicados para curas diarias y contacto breve con el agua (ducha, lavado).

Dimensioni: XL: 7,5 × 5 cm (indicado en el envase). XXL: 7,5 × 10 cm. Envase: 5 unidades.

Istruzioni: Limpie y seque bien la piel. Abra el sobre, retire las láminas protectoras, coloque la almohadilla sobre la herida y presione firmemente los bordes. Sustituir si se ensucia o tras 24 horas. De un solo uso. No aplicar sobre heridas infectadas o muy exudativas.