



Prodotto - GHIACCIO ISTANTANEO in box da 2 pezzi (EASY ICE)

Cod: KWK051

Regolamenti: I prodotti definiti come dispositivi medici sono conformi al MDR 745/2017 del 05/04/2017



**Lingua /
Language**

Italiano

Traduzione / Translation

Istruzioni d'uso

Premere con decisione la bolla interna per attivare il freddo istantaneo. Avvolgere il sacchetto con una garza o panno e applicare sulla parte interessata. Monouso. Non applicare su cute lesa. Uso esterno.

Specifiche tecniche

Sacco gelo istantaneo monouso (cold pack) per la gestione rapida di traumi minori, contusioni o distorsioni. Azione raffreddante locale utile



su muscoli e articolazioni. Mantiene il freddo per circa 25–30 minuti in funzione della temperatura esterna. Confezionato in box da 2 pezzi.

Dimensioni

Dimensioni: 14 × 18 cm | Confezione: box da 2 pezzi.

English

Instructions for use

Firmly press the internal bubble to activate the instant cold. Wrap the pack with gauze or a cloth and apply to the affected area. Single use. Do not apply to broken skin. For external use only.

Technical specifications

Disposable instant cold pack for quick management of minor injuries, bruises or sprains. Provides local cooling for muscles and joints. Cooling action lasts about 25–30 minutes, depending on ambient temperature. Packed in a box of 2 pieces.

Dimensions

Dimensions: 14 × 18 cm | Packaging: box of 2 pieces.

Français

Mode d'emploi

Appuyer fermement sur la bulle interne pour activer le froid instantané. Envelopper le sachet d'une gaze ou d'un tissu et appliquer sur la zone concernée. Usage unique. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Usage externe.

Caractéristiques techniques

Pack de froid instantané jetable pour la prise en charge rapide de traumatismes mineurs, contusions ou entorses. Effet rafraîchissant local utile sur les muscles et les articulations. Effet de froid d'environ 25–30 minutes selon la température ambiante. Conditionné en boîte de 2 pièces.

Dimensions

Dimensions : 14 × 18 cm | Conditionnement : boîte de 2 pièces.



Deutsch

Gebrauchsanweisung

Die innere Blase fest drücken, um die Sofortkälte zu aktivieren. Den Beutel mit einer Gaze oder einem Tuch umwickeln und auf die betroffene Stelle auflegen. Einmalgebrauch. Nicht auf verletzter Haut anwenden. Nur zur äußeren Anwendung.

Technische Daten

Einweg- Sofortkältebeutel zur schnellen Versorgung kleinerer Verletzungen, Prellungen oder Verstauchungen. Lokaler Kühleffekt für Muskeln und Gelenke. Kühlwirkung etwa 25–30 Minuten, abhängig von der Umgebungstemperatur. Verpackt in einer Schachtel mit 2 Stück.

Abmessungen

Abmessungen: 14 × 18 cm | Verpackung: Schachtel mit 2 Stück.

Español

Instrucciones de uso

Presione firmemente la burbuja interna para activar el frío instantáneo. Envuelva la bolsa con una gasa o paño y aplíquela sobre la zona afectada. De un solo uso. No aplicar sobre piel lesionada. Solo para uso externo.

Especificaciones técnicas

Bolsa de frío instantáneo desechable para el manejo rápido de traumatismos leves, contusiones o esguinces. Acción refrescante local útil en músculos y articulaciones. Efecto frío de aproximadamente 25–30 minutos según la temperatura ambiente. Envasado en caja de 2 unidades.

Dimensiones

Dimensiones: 14 × 18 cm | Envase: caja de 2 unidades.