



ELASTIC BANDAGE – 10 cm × 4 m

Cod: BEN223

Regulations: The products defined as medical devices are compliant with MDR 745/2017 of 05/04/2017



Italiano

Descrizione

Benda elastica di fissaggio, morbida e traspirante, indicata per il sostegno e il fissaggio di medicazioni e per una lieve contenzione degli arti durante attività quotidiane o sportive.

Dimensioni

Larghezza: 10 cm. Lunghezza da tese: 4 m.

Istruzioni d'uso

Applicare dal distale al prossimale con sovrapposizione di circa il 50%. Regolare la tensione per evitare dolore o formicolii. Fissare con clip o cerotto. Rimuovere e riapplicare se troppo stretta o in presenza di segni di compromissione circolatoria.



English

Description	Soft, breathable elastic fixation bandage, intended for support and fixation of dressings and for light limb compression during daily or sports activities.
Dimensions	Width: 10 cm. Stretched length: 4 m.
Instructions for use	Apply from distal to proximal with approximately 50% overlap. Adjust tension to avoid pain or tingling. Secure with clips or tape. Remove and reapply if too tight or if signs of circulatory impairment appear.

Français

Description	Bande élastique de fixation, souple et respirante, indiquée pour le soutien et la fixation des pansements et pour une légère contention des membres lors des activités quotidiennes ou sportives.
Dimensions	Largeur : 10 cm. Longueur en extension : 4 m.
Mode d'emploi	Appliquer de distal vers proximal avec un chevauchement d'environ 50 %. Ajuster la tension pour éviter douleur ou picotements. Fixer avec agrafes ou sparadrap. Retirer et réappliquer si trop serrée ou en cas de signes d'altération circulatoire.

Deutsch

Beschreibung	Elastische Fixierbinde, weich und atmungsaktiv, geeignet zum Stützen und Fixieren von Verbänden sowie zur leichten Kompression der Gliedmaßen bei Alltags- oder Sportaktivitäten.
Abmessungen	Breite: 10 cm. Länge (gestreckt): 4 m.
Gebrauchsanweisung	Von distal nach proximal mit etwa 50 % Überlappung anlegen. Spannung so anpassen, dass keine Schmerzen oder Kribbeln



entstehen. Mit Klammern oder Pflaster fixieren. Bei zu starker Enge oder Anzeichen einer Durchblutungsstörung abnehmen und neu anlegen.

Español

Descripción

Venda elástica de fijación, suave y transpirable, indicada para el soporte y la fijación de apósitos y para una ligera compresión de las extremidades durante actividades cotidianas o deportivas.

Dimensiones

Anchura: 10 cm. Longitud en extensión: 4 m.

Instrucciones de uso

Aplicar de distal a proximal con un solapamiento de aproximadamente el 50 %. Ajustar la tensión para evitar dolor u hormigueo. Fijar con clips o esparadrapo. Retirar y volver a aplicar si está demasiado apretada o aparecen signos de alteración circulatoria.